

Bieten Sie Ihren Kunden Sicherheit auf höchstem Qualitäts-Niveau!

Sterile SÖHNGEN®-Verbandstoffe • 20 Jahre haltbar • made in Germany

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So ist sichergestellt, dass die Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht sind und keine aufwändigen Überwachungs- und Austauschaktionen erforderlich werden.

SÖHNGEN® fertigt selbst: im eigenen Werk in Deutschland erfolgt die Produktion mit modernster Reinraumtechnik - die anzuwendenden EN- und ISO-Normen werden in vorbildlicher Weise beachtet. Dies bestätigen auch die regelmäßigen Überwachungen der British Standards Institution, des Regierungspräsidiums und des Institut Fresenius.

1 STERILE EO **2**

aluderm®
Wundauflage, aluminiumbedampft, begünstigt Hautbildung und Heilungsverlauf durch sichergestellte Wundruhe beim Verbandwechsel. Verklebt nicht mit der Wunde, stark saugende Zwischenlage, nicht fasernd, atmungsaktiv, keine allergischen Reaktionen. Für oberflächliche Wunden.

Kompresse 10 x 10 cm

Compress Aluminium-vaporized, non-sticking.
Compresse Vaporisé à l'aluminium, non-adhérent.
Compresa Vaporizado al aluminio, no se pega a la herida.

W. SÖHNGEN GMBH • Erste Hilfe • Notfallmedizin • D-65232 Taunusstein

Sterilprodukt - sorgfältig aufbewahren! Verpackung regelmäßig überprüfen, bei Beschädigung austauschen.
Sterile product - store carefully! Check packing regularly, replace if damaged.
Produit stérile - garder avec soin! Vérifier l'emballage à des intervalles réguliers, échanger en cas d'endommagement.
Producto estéril. (Guárdelo con cuidado!) Verifique regularmente el embalaje, cambiar en caso de deterioro.

3 1 Stück / piece / pièce / pieza

5 2011-A/LOT 116000640
6
7
8 2031-06 **9** CE 0086

1 Sterilindikator (gelb=steril)
2 EO-Gas sterilisiert
3 Mengenangabe Inhalt
4 Einmalgebrauch

5 Herstellungs-Jahr
6 Herstellungs-Monat
7 Chargennummer
8 Haltbarkeit
Bei unbeschädigter Verpackung
haltbar bis Jahr / Monat
9 Kennzeichnung Zertifizierungsstelle
Unsteriles Produkt = nur CE-Zeichen
Sterilprodukt = CE-Zeichen + Kennziffer